熱量の差 ΔH と反応エネルギーの差 ΔG は、

$$\Delta H = \Delta C p (T - T_r) \tag{1}$$

$$\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\Delta G}{T} \right) = -\frac{\Delta H}{T^2} \tag{2}$$

$$\Delta G = T \int -\frac{\Delta H}{T^2} dT + bT \tag{3}$$

ここで次の反応を考える

$$Mono \leftrightarrow \frac{1}{n}Mic \tag{4}$$

$$k = \frac{\left(\frac{1}{n}M_2\right)^{\frac{1}{n}}}{M_1}$$

$$\Delta G = RT\log k$$

$$(5)$$

$$\Delta G = RT \log k \tag{6}$$

$$\Delta G = RT \log \left(\frac{\left(\frac{1}{n}(M - M_1)\right)^{\frac{1}{n}}}{M_1} \right) \tag{7}$$

一方、脂質の DSC サーモグラムへの寄与 $Cp_{(lipid)}$ は

$$Cp_{\text{(lipid)}} = V_{\text{cell}}(Cp_1M_1 + Cp_2M_2 + \Delta H \frac{dM_1}{dT})$$
(8)

$$= V_{\text{cell}}(MCp_2 + M_1\Delta Cp + \Delta H \frac{dM_1}{dT})$$
(9)

$$Cp_{\text{(obs)}} = Cp_{\text{(lipid)}} - V_{\text{lipid}}C_wD_w \tag{10}$$

$$= V_{\text{cell}}(MCp_2 + M_1\Delta Cp + \Delta H \frac{dM_1}{dT}) - V_{\text{lipid}}C_wD_w$$
 (11)

4つのパラメーター $n, T_r, \Delta Cp, b$ を決めることで、 $Cp_{\text{(obs)}}$ が一つに決まる。これと実測のサーモ グラム $Cp_{(exp)}$ の残差平方和

$$J = (Cp_{\text{(obs)}} - Cp_{\text{(exp)}})^2 \tag{12}$$

が最小になるようにパラメーター $n, T_r, \Delta Cp, b$ を決定する

M 試料の濃度 (mM) ($M=M_1+M_2$)

 M_1 モノマー濃度 (mM)

 M_2 ミセルの濃度 (mM)

 $Cp_{\text{(lipid)}}$ DSC のサーモグラムのうち、脂質の寄与 (J/K)

 $Cp_{\text{(obs)}}$ $Cp_{\text{(lipid)}}$ に水の寄与を足し算したもの。(J/K)

 $Cp_{(\exp)}$ DSC の実測データ。(J/K)

 Cp_1 モノマーの比熱 (J/K mol)

 Cp_2 ミセルの比熱 (J/K mol)

 Δ Cp モノマーの比熱とミセルの比熱の差 Δ Cp=C p_1 -C p_2 (J/K mol)

 ΔH モノマーの熱量とミセルの熱量の差 (J/mol)

 ΔG 反応ギブスエネルギー (J/mol)

R 気体定数 8.31(J/K mol)

 $V_{\rm cell}$ DSC のセルの体積 0.3ml

 $T_r \Delta H$ が 0 となる温度 (K)

n 会合体の会合数 温度や濃度に対して一定として考える

k 平衡係数

 $V_{
m lipid}$ セルの中にふくまれる脂質全体の体積 (ml)

 C_w 水の比熱 (J/K g)

 D_w 水の密度 (g/ml)